



Sanger 测序和多重片段分析

毛细管电泳基因分析仪全系列

生成高质量数据，满足您不同通量需求

选择合适的基因分析仪

	Applied Biosystems SeqStudio基因分析仪	Applied Biosystems SeqStudio Flex 系列基因分析仪	Applied Biosystems 3500系列基因分析仪	Applied Biosystems 3730系列基因分析仪
	灵活易用 	灵活易用, 智能连接 New 	满足验证和过程控制环境的需要 	通量高, 扩展性强, 灵活 升级版 
毛细管数	4	8或24	8或24	48或96
毛细管阵列长度(cm)	28	36, 50	36, 50	36, 50
样品容量	1块96孔板; 8联管(兼容)	4块96或384孔板; 8联管(兼容)	2块96或384孔板; 8联管(兼容)	16块96或384孔板
连续装板	不适用	支持	不支持	不支持
样品重新排序	不支持	支持	支持	不支持
聚合物类型	POP-1, 集成在一键式 卡夹中	POP-6、POP-7和POP-4	POP-6、POP-7和POP-4	POP-6、POP-7和构象分析 聚合物
射频识别	支持	支持	支持	不支持
配置	带触摸屏的一体式计算机; 可选配台式计算机	带触摸屏的一体式计算机; 可选配台式计算机	需要外部台式计算机	需要外部台式计算机
Amazon Alexa语音命令	不支持	支持	不支持	不支持
远程监控和数据共享	支持	支持	不支持	不支持
集成远程故障排除工具	不支持	支持	不支持	不支持
连通性	USB、以太网端口和Wi-Fi 加密狗	USB、以太网端口和Wi-Fi 加密狗	以太网端口	以太网端口

有关更多信息, 请访问 thermofisher.cn/ce



赛默飞
官方微信



赛默飞
Applied Biosystems
官方微信

免费 800 820 8982
服务电话 400 820 8982

ThermoFisher
SCIENTIFIC